

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Svop Pour Wb, Elisa - Q8N4V2

Numéro d'article: CM0016769

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le SVOP humain (Protéine liée aux vésicules synaptiques 2). Validé pour les applications Western Blot (WB) et ELISA. Idéal pour la recherche en neurosciences et le développement de tests IVD. Fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SVOP Lapin pAb
Remarques/Alias	SLC22B4; SVOP
Espèce	Humain
ID de gène	55530
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 du SVOP humain (NP_061181.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N4V2
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace