

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Swap70 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UH65

Numéro d'article: CM0012984



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine SWAP70, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaine, murine et de rat. Poids de la protéine cible ~69 kDa. UniProt : Q9UH65.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SWAP70
Remarques/Alias	HSPC321 ; SWAP-70 ; SWAP70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23075
GeneID	23075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 316-585 de la protéine humaine SWAP70 (NP_055870.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UH65
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace