

Anticorps Polyclonal Anti-Syce1 Pour Wb, Elisa - Q8N0S2

Numéro d'article: CM0027499

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de grade IVD ciblant le SYCE1 humain (CT76) pour WB et ELISA. Conçu avec un immunogène conservé, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de la méiose et du complexe synaptonémal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SYCE1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT76; POF12; SPGF15; C10orf94; SYCE1
Espèce	Humain
GeneID	93426
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 132-351 du SYCE1 humain (NP_001137236.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N0S2
Poids Moléculaire Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace