

Anticorps Monoclonal Anti-Syk Pour Wb, Ip, If, Fc, Elisa - P43405

Numéro d'article: CM0009235



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Syk humaine, validé pour WB, IP, IF, FC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation BCR, des immunorécepteurs et la recherche hématologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Syk Rabbit mAb
Remarques / Alias	IMD82; p72-Syk
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6850
GeneID	6850
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 251-350 de la Syk humaine (NP_003168.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, FC (intracellulaire), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43405
Poids de la protéine	72kDa/70kDa
Expédition	Sac de glace