

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Syk Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43405

Numéro d'article: CM0020864



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SYK humain (p72-Syk), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation du récepteur des lymphocytes B et la recherche immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Syk
Remarques/Alias	IMD82; p72-Syk; Syk
Espèce	Humain
GeneID	6850 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique couvrant les acides aminés 250-350 du Syk humain (NP_001128524.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43405
Poids protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace