

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sympk Pour Wb/Elisa - Q92797

Numéro d'article: CM0029786



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la SYMPK humaine (Symplekin). Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour l'étude du traitement des ARNm d'histones, de la biologie des jonctions serrées et de la polyadénylation des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYMPK Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPK; SYM; Pta1; SYMPK
Espèce	Humain
GeneID	8189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-530 de la SYMPK humaine (NP_004810.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92797
Poids moléculaire de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace