

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Syn1 Pour Wb, If-P, Elisa - P17600

Numéro d'article: CM0028727

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SYN1 validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec SYN1 humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le trafic des vésicules synaptiques et la libération de neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; SYN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6853
GeneID	6853
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 du SYN1 humain (NP_008881.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17600
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace