

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Synapsin-1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17600

Numéro d'article: CM0004477

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Synapsin-1 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la phosphoprotéine des vésicules synaptiques critique pour la libération des neurotransmetteurs et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Synapsin-1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Synapsin-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6853
GeneID	6853
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 401-500 de la Synapsin-1 humaine (NP_008881.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17600
Poids Protéique	74kDa
ExpLivraison	Sac de glace