

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Synapsine II Pour Wb, If-P, Elisa - Q92777

Numéro d'article: CM0002183

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Synapsine II validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur la synapse et la libération de neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Synapsine II Lapin mAb
Remarques/Alias	SYNII; Synapsine II
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6854
GeneID	6854
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 de la Synapsine II humaine (Q92777).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92777
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace