

Anticorps Polyclonal Anti-Synaptophysine Pour Wb, Ip, If, Ihc - P08247

Numéro d'article: CM0027282

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la synaptophysine humaine (34 kDa) pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les vésicules synaptiques et les études sur les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-synaptophysine
Remarques/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Synaptophysine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6855
GeneID	6855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 222-313 de la synaptophysine humaine (NP_003170.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08247
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace