

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Synaptophysine Pour Wb, If, Elisa - P08247

Numéro d'article: CM0002692

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la synaptophysine humaine. Validé pour WB, IF et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Un outil essentiel pour l'étude de la biologie et de la plasticité des vésicules synaptiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-synaptophysine
Remarques/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Synaptophysine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6855
GeneID	6855
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de la synaptophysine humaine (NP_003170.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P08247
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace