

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Synaptophysine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08247

Numéro d'article: CM0008990

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-synaptophysine (humain, souris, rat) validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Idéal pour l'étude de la biologie des vésicules synaptiques, de la plasticité et de la neuropathologie. Cet anticorps cible le marqueur présynaptique synaptophysine, permettant une détection fiable dans les tissus cérébraux et les neurones en culture.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-synaptophysine
Remarques/Alias	MRX96 ; MRXSYP ; XLID96
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6855
GenelD	6855
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P08247
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac réfrigérant