

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Syndécan-3 Pour Wb, Elisa - 075056

Numéro d'article: CM0002351

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le Syndécan-3 humain (SDC3, 075056) validé pour le transfert Western et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la fonction des protéoglycanes de surface cellulaire et de l'organisation du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Syndécan 3
Remarques/Alias	SDCN ; SYND3 ; Syndécan 3
Espèce	Humain
GeneID	9672
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du Syndécan 3 humain (075056).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075056
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace