

Anticorps Polyclonal Anti-Syne3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zmz3

Numéro d'article: CM0018206



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SYNE3 (Nesprin-3) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur le complexe LINC et le positionnement nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYNE3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; SYNE3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	161176
GeneID	161176
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 740-920 de la SYNE3 humaine (NP_689805.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6ZMZ3
Poids de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace