

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Syngap Pour Wb Et Elisa - Q96Pv0

Numéro d'article: CM0002694

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le SynGAP humain (148 kDa), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation synaptique, la plasticité et les troubles du spectre de l'autisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SynGAP mAb Lapin
Remarques/Alias	MRD5; RASA1; RASA5; SYNGAP; SynGAP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8831
ID de Gène	8831
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96PV0
Poids Protéique	148kDa
Expédition	Sac de glace