

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Synpo Pour Wb, Elisa - Q8N3V7

Numéro d'article: CM0018327

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la synaptopodine humaine (SYNPO), validé pour WB et ELISA. Détecte les cibles humaines, murines et de rat. Utile pour les études de la dynamique de l'actine dans les épines dendritiques et les pédicelles des podocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYNPO Lapin pAb
Remarques/Alias	SYNPO
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11346
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 820-920 de SYNPO humain (NP_001159680.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N3V7
Poids de la protéine	99kDa
Expédition	Sac de glace