

Anticorps Polyclonal Anti-Synpo (Synaptopodin) Pour Wb, Elisa - Q8N3V7

Numéro d'article: CM0027301

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SYNPO (Synaptopodin) humain validé pour WB et ELISA. Détecte les niveaux endogènes chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les épines dendritiques et les podocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYNPO Lapin pAb
Remarques/Alias	SYNPO
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11346
GeneID	11346
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du SYNPO humain (NP_001159680.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N3V7
Poids moléculaire	99kDa
Expédition	Sac de glace