

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Synpo2L Pour Wb, Elisa - Q9H987

Numéro d'article: CM0030031

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SYNPO2L validé pour WB et ELISA. Détecte le SYNPO2L humain et de souris (~102 kDa), aidant la recherche sur la modulation de forme basée sur l'actine et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SYNPO2L Lapin pAb
Remarques/Alias	SYNPO2L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79933
GeneID	79933
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-800 du SYNPO2L humain (NP_001107605.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9H987
Poids Protéique	102kDa
Expédition	Sac de glace