

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Syntaphiline (Snph) Pour Wb, Elisa - O15079

Numéro d'article: CM0013751

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SNPH (Syntaphiline) humaine. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier l'inhibition du complexe SNARE et la fonction synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-SNPH
Remarques/Alias	SNPH; bA314N13.5
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	9751
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-425 de la SNPH humaine (NP_055538.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O15079
Poids Moléculaire de la Protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace