

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Syntaxine 16 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14662

Numéro d'article: CM0008967



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Syntaxine 16 pour WB, IHC-P et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Cible une protéine SNARE impliquée dans le transport vésiculaire des endosomes tardifs vers le trans-Golgi. Idéal pour la recherche sur le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-Syntaxine 16
Remarques/Synonymes	SYN16 ; SYN-16 ; Syntaxine 16
Espèce	Humain
ID du gène	8675
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la Syntaxine 16 humaine (O14662)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O14662
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant