

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Syntaxine 3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13277

Numéro d'article: CM0011852

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Syntaxine 3 humaine (Q13277), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études sur le trafic membranaire et le transport des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Syntaxine 3
Remarques/Alias	MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxine 3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6809
GeneID	6809
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la Syntaxine 3 humaine (Q13277)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q13277
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace