

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Syntaxin (Stx1A/Stx1B/Stx2/Stx3) Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q16623 / P61266 / P32856 / Q13277

Numéro d'article: CM0003848

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Syntaxin validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît la syntaxine-1A/1B/2/3 humaine, murine et ratine. Convient pour la recherche sur l'exocytose médiée par SNARE et la fonction neuronale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Syntaxin Rabbit mAb                                                                                                                          |
| Remarques/Alias    | STX1A/STX1B/STX2/STX3; Syntaxin                                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 6804/112755/2054/6809                                                                                                                        |
| GeneID             | 6804/112755/2054/6809                                                                                                                        |
| Immunogène         | Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Syntaxine humaine (P61266) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                        |
| Application        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                          |
| SWISS              | Q16623/P61266/P32856/Q13277                                                                                                                  |
| Poids Protéique    | 33 kDa                                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                 |