


Anticorps Polyclonal Anti-Synténine-1 (Mda-9) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00560

Numéro d'article: CM0027275



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Synténine-1 (MDA-9) humaine pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour étudier la biogenèse des exosomes, la signalisation TGF-bêta et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Synténine
Remarques/Alias	ST1, MDA9, SYCL, MDA-9, TACIP18, Synténine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6386
GeneID	6386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la Synténine humaine (NP_001007068.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00560
Poids moléculaire protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace