


Anticorps Monoclonal Anti-Synténine-1 (Syntenin) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00560

Numéro d'article: CM0011479



Introduction

mAb de lapin anti-Synténine (MDA-9/ST1) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Anticorps monoclonal de haute spécificité. Étudiez la biogenèse des exosomes, la métastase cancéreuse et la signalisation du TGF-bêta. | 32kDa | O00560

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Synténine de lapin
Remarques / Alias	ST1; MDA9; SYCL; MDA-9; TACIP18; Syntenin
Espèce	Humain
GeneID	6386
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Synténine humaine (O00560).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00560
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace