

Anticorps Monoclonal Anti-Syntrophine Alpha 1 Pour Wb Et Elisa - Q13424

Numéro d'article: CM0003651

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Syntrophine alpha 1 humaine (Q13424). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe de la dystrophine et la synapse neuromusculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Syntrophine alpha 1 mAb de lapin
Remarques / Alias	SNT1 ; LQT12 ; TACIP1 ; dj1187J4.5 ; Syntrophine alpha 1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	6640
GeneID	6640
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la Syntrophine alpha 1 humaine (Q13424)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13424
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac isotherme