

Anticorps Polyclonal Anti-Sypl1 Pour If/Icc, Elisa - Q16563

Numéro d'article: CM0021271

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SYPL1 validé pour les applications IF/ICC et ELISA. Réagit avec la protéine 1 de type synaptophysine humaine (pantophysine), une protéine membranaire impliquée dans le trafic des vésicules cytoplasmiques. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYPL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SYPL; H-SP1; SYPL1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6856
ID du gène	6856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 120 de la protéine SYPL1 humaine (NP_006745.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q16563
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Pack de glace