

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Syt1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21579

Numéro d'article: CM0008059



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute performance ciblant la SYT1 humaine (synaptotagmine-1). Validé pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les vésicules synaptiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SYT1
Remarques/Alias	P65 ; SYT ; BAGOS ; SVP65
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6857
Identifiant du gène	6857
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 141-422 de la SYT1 humaine (NP_005630.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21579
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace