

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Syt11 Pour Wb, If, Elisa - Q9Bt88

Numéro d'article: CM0029412

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Synaptotagmine-11 humaine (SYT11), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Détecte la SYT11 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat, avec un poids moléculaire prévu de 48 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SYT11 Lapin pAb
Remarques/Alias	SYT12; sytXI; SYT11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23208
GeneID	23208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-200 de la SYT11 humaine (NP_689493.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BT88
Poids de la Protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace