


## Anticorps Polyclonal Anti-Syt4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H2B2

Numéro d'article: CM0027808



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Synaptotagmine-4 humaine (SYT4), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur le trafic des vésicules denses neuronales et la formation de dendrites mélanocytaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SYT4 pAb de lapin                                                                                                                |
| Remarques / Alias    | HsT1192; SYT4                                                                                                                    |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 6860                                                                                                                             |
| GeneID               | 6860                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38 à 190 de la SYT4 humaine (NP_065834.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Applications         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                | Q9H2B2                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 48kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |