

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Syt6 Pour Wb, Elisa - Q5T7P8

Numéro d'article: CM0020484

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-SYT6 validé pour WB et ELISA. Reconnaît la synaptotagmine-6 humaine, murine et rat, un capteur de calcium dans le trafic vésiculaire et l'exocytose. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la sécrétion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYT6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	sytVI; SYT6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	148281
GeneID	148281
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la SYT6 humaine (NP_001257734.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5T7P8
Poids moléculaire de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace