

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Syt7 Pour Wb Et Elisa - O43581

Numéro d'article: CM0014459



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la synaptotagmine-7 humaine (SYT7), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. SYT7 est un capteur de calcium essentiel à l'exocytose lysosomale, à la réparation membranaire et à la facilitation synaptique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SYT7 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | IPCA7; IPCA-7; SYTVII; PCANAP7; SYT-VII; SYT7                                                                                   |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                         |
| ID du gène (humain)  | 9066                                                                                                                            |
| ID du gène           | 9066                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-170 de la SYT7 humaine (NP_004191.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humaine                                                                                                                         |
| SWISS                | O43581                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 46 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                 |