

Anticorps Monoclonal Recombinant De Lapin Anti-T-Bet/Tbx21 Pour Wb - Q9UI17

Numéro d'article: CM0005816

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-T-bet/Tbx21 hautement spécifique (PolymAb®) validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Reconnaît la T-bet humaine, murine et de rat ; idéal pour la recherche sur la lignée Th1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	T-bet/Tbx21 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	TBET ; IMD88 ; T-PET ; T-bet ; TBLYM
Espèce	Humaine
GeneID (Humaine)	30009
GeneID	30009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 322-535 de la T-bet/Tbx21 humaine (NP_037483.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal recombinant
Applications	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UL17
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac isotherme