

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-T1R3/Tas1R3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7Rtx0

Numéro d'article: CM0007342



Introduction

Anticorps monoclonal lapin haute performance ciblant T1R3/TAS1R3, une sous-unité clé du récepteur gustatif pour la perception du sucré et de l'umami. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	T1R3/TAS1R3 Lapin mAb
Remarques/Alias	T1R3
Espèce	Humain
GeneID	83756
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-570 de T1R3/TAS1R3 humain (NP_689414.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7RTX0
Poids Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace