


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tab2 (Map3K7Ip2) Pour Wb, Elisa - Q9Nyj8

Numéro d'article: CM0027433



### Introduction

Découvrez l'anticorps polyclonal de lapin anti-TAB2 pour les applications WB et ELISA. Cible le TAB2 humain, souris et rat (UniProt Q9NYJ8), un adaptateur clé dans la signalisation NF- $\kappa$ B et JNK.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | TAB2 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias     | CHTD2; TAB-2; MAP3K7IP2; TAB2                                                                                               |
| Espèce              | Humain                                                                                                                      |
| ID de gène (Humain) | 23118                                                                                                                       |
| ID de gène          | 23118                                                                                                                       |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-620 du TAB2 humain (NP_055908.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS               | Q9NYJ8                                                                                                                      |
| Poids moléculaire   | 76kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                |