

Anticorps Monoclonal Anti-Tab3 Pour Wb, Elisa - Q8N5C8

Numéro d'article: CM0003650

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3), validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la signalisation NF-kB et JNK dans la recherche sur le cancer et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TAB3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NAP1; MAP3K7IP3; TAB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	257397
GeneID	257397
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de TAB3 humain (Q8N5C8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N5C8
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace