

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tab3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5C8

Numéro d'article: CM0018991

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TAB3 humain (NAP1/MAP3K7IP3). Validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation NF-κB et JNK.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | TAB3 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | NAP1, MAP3K7IP3, TAB3                                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)      | 257397                                                                                                                      |
| GeneID               | 257397                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-480 du TAB3 humain (NP_690000.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS                | Q8N5C8                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 79kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                |