


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tac1 Pour Wb, Elisa - P20366

Numéro d'article: CM0019066



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TAC1 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le TAC1 humain et de rat. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 1-129. Idéal pour la recherche en neuroscience et sur l'inflammation impliquant la substance P et la signalisation des tachykinines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NK2; NPK; NKNA; TAC2; Hs.2563; TAC1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6863
ID du gène	6863
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-129 du TAC1 humain (NP_003173.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P20366
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace