


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tac3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Uhf0

Numéro d'article: CM0025737



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TAC3 humaine (Tachykinine-3), validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des neuropeptides et la fonction gonadique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NK3; NKB; HH10; NKNB; PRO1155; ZNEUROK1; LncZBTB39; TAC3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6866
GeneID	6866
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHF0
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sachet de glace