

Anticorps Polyclonal Anti-Taco1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsh4

Numéro d'article: CM0017273

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine TACO1 humaine, activateur traductionnel mitochondrial du cytochrome c oxydase I. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur les maladies mitochondriales et la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TACO1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CCDC44; MC4DN8; TACO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51204
GeneID	51204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-297 de la TACO1 humaine (NP_057444.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BSH4
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace