


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tacr3 Pour Wb Et Elisa - P29371

Numéro d'article: CM0027970



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TACR3 humain (récepteur de la neuromédine K). Validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 356-465). Idéal pour la recherche sur la signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TACR3 pAb de lapin
Remarques / Alias	NK3, NKR, HH11, NK3R, NK-3R, TAC3R, TAC3RL, TACR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6870
GeneID	6870
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 356-465 du TACR3 humain (NP_001050.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29371
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace