


Anticorps Polyclonal Anti-Tada2A Pour Wb, Elisa - O75478

Numéro d'article: CM0030534



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TADA2A humain (ADA2). Validé en WB et ELISA avec réactivité croisée envers la souris et le rat. Convient pour les études de remodelage de la chromatine et de régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TADA2A Lapin pAb
Remarques/Alias	ADA2, ADA2A, KL04P, hADA2, TADA2L, TADA2A
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-443 du TADA2A humain (NP_001159577.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75478
Poids moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace