

## Anticorps Polyclonal Anti-Tada2B Pour Wb, Elisa - Q86Tj2

Numéro d'article: CM0013314

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'adaptateur transcriptionnel 2-bêta (TADA2B), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Convient pour les études de transcription dépendante de PAX5 et la régulation nucléaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | TADA2B Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | ADA2B; ADA2(beta); TADA2B                                                                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (humain)    | 93624                                                                                                                         |
| GeneID             | 93624                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-322 du TADA2B humain (NP_689506.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                                |
| SWISS              | Q86TJ2                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 48kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |