

Anticorps Polyclonal Anti-Tada3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075528

Numéro d'article: CM0024880

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TADA3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît TADA3 humain, murin, rat. Idéal pour étudier la régulation transcriptionnelle et les complexes histone acétyltransférase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TADA3
Remarques/Alias	ADA3 ; NGG1 ; hADA3 ; STAF54 ; TADA3L ; TADA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10474
GeneID	10474
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-369 de TADA3 humain (NP_597814.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75528
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace