

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Taf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21675

Numéro d'article: CM0014647



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TAF1 humaine, la plus grande sous-unité du TFIID. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TAF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OF; XDP; BA2R; CCG1; CCGS; DYT3; KAT4; P250; NSCL2; TAF2A; MRXS33; N-TAF1; TAFII250; DYT3/TAF1; TAFII-250; TAF(II)250; TAF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6872
GeneID	6872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 990-1250 de la TAF1 humaine (NP_620278.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21675
Poids Moléculaire Protéique	213kDa
Expédition	Sac de glace