


Anticorps Polyclonal Anti-Taf12 Pour Wb, Elisa - Q16514

Numéro d'article: CM0024342



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TAF12 humain validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible le sous-unité 12 du facteur d'initiation de la transcription TFIID, essentiel pour la transcription de l'ARN Pol II. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAF12 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAF2J; TAFII20; TAF12
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6883
GeneID	6883
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-161 du TAF12 humain (NP_001128690.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16514
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace