

Anticorps Polyclonal Anti-Taf15 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Numéro d'article: CM0030436



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin anti-TAF15 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Essentiel pour l'étude de l'initiation de la transcription et des mécanismes de liaison à l'ARN dans les tissus humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAF15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Npl3; RBP56; TAF2N; TAFII68; TAF15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8148
GeneID	8148
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la TAF15 humaine (NP_631961.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92804
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace