

Anticorps Polyclonal Anti-Taf1C Pour Wb, Elisa - Q15572

Numéro d'article: CM0030055

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TAF1C humain, adapté aux applications de Western blot et ELISA. Détecte le TAF1C dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour l'étude de la transcription par l'ARN polymérase I et de la fonction nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAF1C Rabbit pAb
Remarques/Alias	SL1; TAFI95; TAFI110; MGC:39976; TAF1C
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9013
GeneID	9013
Immunogène	Protéine recombinante, Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-320 du TAF1C humain (NP_001230085.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15572
Poids protéique	95kDa
Expédition	Sac de glace