

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Taf5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15542

Numéro d'article: CM0029296



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine TAF5, une sous-unité centrale de TFIID essentielle pour la transcription par l'ARN polymérase II. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de régulation génique et de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAF5 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAF2D ; TAFII100 ; TAFII-100 ; TAF(II)100 ; TAF5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6877
GeneID	6877
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 656-800 de la protéine humaine TAF5 (NP_008882.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15542
Poids moléculaire de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace