

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tafazzin / Taz Pour Wb, Elisa - Q16635

Numéro d'article: CM0016116

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Tafazzin/TAZ pour WB et ELISA. Détecte la Tafazzin endogène humaine, souris et rat. C'est une acyltransférase mitochondriale essentielle au remodelage de la cardiolipine ; adaptée à la recherche sur le syndrome de Barth et le muscle cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tafazzin / TAZ Rabbit pAb
Remarques / Alias	EFE; TAZ; BTHS; EFE2; G4.5; Taz1; CMD3A; LVNCX; Tafazzin / TAZ
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6901
Identifiant de gène	6901
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 174-248 de la Tafazzin / TAZ humaine (NP_851830.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16635
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sachet de glace