


Anticorps Monoclonal Anti-Tak1 (Map3K7) Pour Wb, Ip, Elisa - O43318

Numéro d'article: CM0003648



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant TAK1 (MAP3K7) humain, validé pour WB, IP, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Utile pour étudier la signalisation des MAP kinases, l'activation de NF-kB et l'apoptose. Immunogène : peptide synthétique correspondant aux acides aminés 507-606 de TAK1 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-TAK1
Remarques/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6885
GenelD	6885
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 507-606 de TAK1 humain (O43318)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43318
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace